

## Analyse des métaux lourds NORSAN Omega-3 Vegan

Paramètre	Méthode	Teneur * [mg/kg]	Teneur maximale *** [mg/kg]
Arsenic	DIN EN ISO 17294 (2017-01)	< 0,005	--
Plomb	DIN EN ISO 17294 (2017-01)	0,0029	3,0
Cadmium	DIN EN ISO 17294 (2017-01)	< 0,0004	1,0
Mercure	DIN EN 15763 (2010-04)	< 0,002	0,1

Paramètre	Méthode	Teneur ** [mg/kg]	Teneur maximale *** [mg/kg]
Iode	ASU §64 LFGB L00.00-93 (2006-9); DIN EN 15111:2007-06	0,012	--

\* Extrait de l'analyse réalisée par SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH, rapport n° : F01772 -20L3, date de rapport : 30.06.2023 r.

\*\*Extrait de l'analyse réalisée par SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH, rapport n° : F01207-20L3, date de rapport : 14.02.2020 r.

\*\*\*selon le règlement européen (CE) n° 1831/2006 relatif aux teneurs maximales en contaminants.

	Conseils d'utilisation : 5 ml (env. 1 c. à c.)
Arsenic	0,00002 mg
Plomb	0,00001 mg
Cadmium	0,00000 mg
Mercure	0,00001 mg
Iode	0,00006 mg

Consommation de  
métaux lourds,  
d'iode et d'histamine  
par dose  
journalière

Pour toute question, nous sommes à votre disposition  
par téléphone **+33 (0)3 62 27 94 95** ou par e-mail  
**info@norsan.fr**

